

Need Help?

For more information, go to www.diabetes.ascensia.com. Contact Customer Service at 1-800-268-7200. Your meter is preset and locked to display results in mmol/L. If your result is in mg/dL, contact Customer Service at 1-800-268-7200.

Manufactured for: Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland. For in vitro diagnostic use. For information on patents and related licenses, see www.patents.ascensia.com. Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour, Microlet, the No Coding logo, Second-Chance, the Second-Chance sampling logo, Smartcolour, and Smartlight are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. TM see www.ascensiadabetes.ca/tm-mc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Ascensia Diabetes Care is under license. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. (® = registered trademark, ™ = unregistered trademark, SM = service mark.) All other trademarks are properties of their respective owners and are used solely for informative purposes. No relationship or endorsement should be inferred or implied.

**Contour[®]
next GEN[™]**
Blood Glucose Monitoring System

Works with the CONTOUR[®]DIABETES app available for download from the App Store[™] or on Google Play[™].

Uses only CONTOUR[®]NEXT blood glucose test strips.

NO CODING

QUICK REFERENCE GUIDE

ASCENSIA Diabetes Care

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. 90007557 Rev. 09/20

Besoin d'aide?

Pour plus d'informations, consulter le site : www.diabetes.ascensia.com ou appeler le Service Clientèle : 1-800-268-7200. Le lecteur est préconfiguré et verrouillé pour afficher les résultats en mmol/L. Si les résultats sont exprimés en mg/dL, contacter le Service Clientèle.

Fonctionne avec l'application CONTOUR[®]DIABETES disponible en téléchargement sur l'App Store[™] ou sur Google Play[™]. Destiné à un usage de diagnostic in vitro. Pour obtenir des informations sur les brevets et les licences associées, consulter le site : www.patents.ascensia.com. Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, le logo No Coding (Aucun étalonnage), Deux chances, le logo de la fonction Deux chances de prélèvement, Smartcolour et Smartlight sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. MC voir www.ascensiadabetes.ca/tm-mc. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque et les logos du mot Bluetooth[®] sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ascensia Diabetes Care est soumise à une licence. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. (® = marque déposée, ™ = marque de commerce non déposée, MS = marque de service.) Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée.

**Contour[®]
next GEN[™]**
Ensemble pour la surveillance de la glycémie

Fonctionne avec l'application CONTOUR[®]DIABETES disponible en téléchargement sur l'App Store[™] ou sur Google Play[™].


AUCUN ÉTALONNAGE

MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

ASCENSIA Diabetes Care

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. 90007557 Rev. 09/20

Your CONTOUR[®]NEXT GEN meter



NOTE: Your meter comes with a pre-set time, date, and target range. You can change these features in **Settings**.

CAUTION

Your CONTOUR NEXT GEN meter works only with CONTOUR[®]NEXT test strips and CONTOUR[®]NEXT control solution.

Read your CONTOUR NEXT GEN user guide for the *Intended Use* of the meter and a list of *Important Safety Information*, Warnings, and Precautions.

Turn the Meter On and Off

- Press and hold the **OK** button for about 3 seconds until your meter turns On or Off.
- Inserting a test strip into the meter will also turn the meter On.
- Press **OK** twice when the meter is Off to turn On the white test strip port light.

Home Screen

The Home screen has 2 options: **Logbook** and **Settings**.

- Press the ▼ button until the option you want is blinking.
- To see your past readings and Averages, press the **OK** button while **Logbook** is blinking. See *Logbook* and *View Averages*.
- To change your Settings, press the **OK** button when **Settings** is blinking. See *Settings*.

For a table of symbols, see *Your Meter Display on the second side*.

NOTE: When a symbol is blinking, you can select it.

Fingertip Testing

Refer to your lancing device insert for detailed instructions on preparing the lancing device.

WARNING: Potential Biohazard

- Always wash your hands with antibacterial soap and water and dry them well before and after testing or handling the meter, lancing device, or test strips.
- All parts of this kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases.

For more information, refer to the CONTOUR NEXT GEN user guide.

CAUTION

The lancing device provided with your kit is intended for use by a single patient.

Votre lecteur de glycémie CONTOUR[®]NEXT GEN



REMARQUE : Votre lecteur de glycémie affiche une heure, une date et un intervalle cible prédéfinis. Vous pouvez modifier ces réglages dans les **Paramètres**.

MISE EN GARDE

Votre lecteur de glycémie CONTOUR NEXT GEN fonctionne exclusivement avec les bandelettes d'analyse CONTOUR[®]NEXT et la solution de contrôle CONTOUR[®]NEXT.

Lire votre manuel d'utilisation CONTOUR NEXT GEN pour connaître l'*Utilisation prévue* du lecteur de glycémie et obtenir une liste de *Mises en Garde Importantes*, de précautions et d'avertissements.

Allumer et éteindre le lecteur de glycémie

- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **OK** pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume ou s'éteigne.
- Insérer une bandelette d'analyse dans le lecteur de glycémie peut également permettre de l'allumer.
- Appuyer deux fois sur **OK** quand le lecteur de glycémie est éteint pour allumer le voyant blanc du port d'insertion de la bandelette d'analyse.

Écran d'Accueil

L'écran d'Accueil comporte 2 options : **Mes résultats** et **Paramètres**.

- Appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que l'option désirée clignote.
- Pour afficher vos résultats et Moyennes précédents, appuyez sur le bouton **OK** lorsque le symbole **Mes résultats** clignote. Consulter *Mes résultats* et *Afficher les Moyennes*.
- Pour modifier vos Paramètres, appuyez sur le bouton **OK** lorsque le symbole **Paramètres** clignote. Consulter *Paramètres*.

Pour obtenir un tableau des symboles, consulter Écran du lecteur de l'autre côté.

REMARQUE : Si un symbole clignote, vous pouvez le sélectionner.

Analyse au bout du doigt

Consulter la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées sur sa préparation.

ATTENTION :

- Risques biologiques potentiels**
 - Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon antibactérien et bien les sécher avant et après l'analyse, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes d'analyse.
 - Tous les composants de cet ensemble sont considérés comme présentant un risque biologique et peuvent potentiellement transmettre des maladies infectieuses.

Se reporter au manuel d'utilisation CONTOUR NEXT GEN pour des informations complémentaires.

MISE EN GARDE

L'autopiqueur fourni est conçu pour être utilisé exclusivement par un seul patient.

- Prépare le lancing device. Refer to your lancing device insert for detailed instructions.
- Insert the grey square end of a new test strip firmly into the test strip port until the meter beeps.



The meter turns On and displays the **Apply Blood** screen. The meter is now ready to test a blood drop.

- Use your lancing device to get a drop of blood from your fingertip.
- Stroke your hand and finger toward the puncture site to form a drop of blood.
- Immediately touch the tip of the test strip to the drop of blood.

CAUTION

For instructions on removing the lancet from your lancing device, see the lancing device insert.

Second-Chance[®] sampling

If the meter beeps twice and the screen displays a blinking blood drop with a plus sign, the test strip does not have enough blood. **Do not remove the strip.** You have 60 seconds to apply more blood to the same test strip.

Meal Markers

When Meal Markers are On, you can mark readings as **Fasting**, **Before Meal**, or **After Meal**. See *Turn Meal Markers On*.

smartLIGHT[™] target range indicator

The meter displays your result with the units, time, date, and target indicator:

- Above Target Range ▲
- In Target Range ✓
- Below Target Range ▼

The test strip port light displays a colour that indicates if your reading is above, in, or below your personal Target Range.

Logbook

- To turn on your meter, press and hold the **OK** button for 3 seconds. The **Logbook** is blinking.
- To view your **Logbook** entries, press the **OK** button to enter the Logbook.
- To scroll through the **Logbook**, press the ▲ or ▼ button. To scroll quickly through entries, press and hold the ▲ or ▼ button.
- To exit the **Logbook** and return to the **Home** screen at any time, press the **OK** button.

View Averages

- To enter the **Logbook** from the Home screen, press the **OK** button while the **Logbook** is blinking.
- To view your Averages, press the ▲ button from the *first Logbook* screen.

- To scroll through your 7-, 14-, 30-, and 90-day Averages, press the ▲ button.
- To return to your readings, press the ▼ button on the **7 d Avg** (7-day Average).

Settings

You can change the settings for:

- Date:** Change format and date.
- Time:** Change format and time.
- Meal Markers**: Turn Meal Markers On or Off.
- Bluetooth[®] wireless technology**: Turn Bluetooth wireless functionality On or Off.
- smartLIGHT feature**: Turn smartLIGHT target range indicator.

- Target Ranges**: View and change Target Ranges.
- Sound**: Turn Sound On or Off.
- Reminder**: Turn the Reminder feature On or Off.

NOTE: To change the meter time and date, see the user guide.

To change meter settings:

- To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
- When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.

Settings continued on second side

Le voyant lumineux du port d'insertion de la bandelette d'analyse émet une lumière de couleur qui indique si votre résultat est au-dessus, dans ou en-dessous de votre intervalle cible personnel.

Mes résultats

- Pour allumer le lecteur de glycémie, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **OK** pendant 3 secondes. Le symbole **Mes résultats** clignote.
- Pour afficher les données de **Mes résultats**, appuyer sur le bouton **OK** de sorte à y entrer.
- Pour faire défiler dans **Mes résultats**, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼. Pour faire défiler rapidement les résultats, appuyer et maintenir enfoncé le bouton ▲ ou ▼.
- Pour quitter **Mes résultats** et retourner à l'écran d'**Accueil** à tout moment, appuyer sur le bouton **OK**.

Afficher les Moyennes

- Pour accéder à **Mes résultats** depuis l'écran d'Accueil, appuyer sur le bouton **OK** lorsque le symbole **Mes résultats** clignote.
- Pour afficher vos Moyennes, appuyez sur le bouton ▲ depuis le *premier* écran **Mes résultats**.

- Pour faire défiler vos Moyennes de 7, 14, 30 et 90 jours, appuyez sur le bouton ▲.
- Pour retourner à vos résultats, appuyez sur le bouton ▼ de votre **7 d Avg** (moyenne de 7 jours).
- Pour quitter les Moyennes et retourner à l'écran d'**Accueil** à tout moment, appuyer sur le bouton **OK**.

Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- Date :** Changer le format et la date.
- Heure :** Changer le format et l'heure.
- Marqueurs de repas**: Activer ou désactiver les Marqueurs de repas.
- Technologie sans fil Bluetooth[®]**: Activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth.
- Fonction smartLIGHT**: Activer ou désactiver la fonction indicateur lumineux smartLIGHT. Consulter *Indicateur lumineux d'intervalle cible smartLIGHT*.

- Intervalles cibles**: Afficher et modifier les Intervalles cibles.
- Signal sonore**: Activer ou désactiver le Signal sonore.
- Rappel**: Activer ou désactiver la fonction Rappel.

REMARQUE : Pour modifier l'heure et la date du lecteur, voir le manuel d'utilisation.

Pour modifier les paramètres du lecteur de glycémie :

- Pour sélectionner le symbole **Paramètres** depuis l'écran **Accueil**, appuyer sur le bouton ▼.
- Quand le symbole **Paramètres** clignote, appuyer sur le bouton **OK** pour accéder aux **Paramètres**.

Suite des Paramètres à la page suivante

Settings (continued)

- To scroll through Settings options as shown in the image, press the ▲ or ▼ button until the symbol you want is **blinking**.
- Press the **OK** button to select the blinking symbol.
- To edit a Setting, press the ▲ or ▼ button. You can turn the Setting On or Off, or change the value.
- To accept the change and return to the **Home** screen, press the **OK** button.

To exit from Settings and return to Home:

- Press the ▲ or ▼ button until the **Settings** symbol is blinking.
 - Press the **OK** button.
- If you are in a Setting such as Date and you need to exit, press the **OK** button repeatedly until you get back to the **Home** screen.

Set Overall Target Range

WARNING
Discuss your Target Range settings with your health care professional.

If **Meal Markers** are Off, you can set only 1 **Target Range**. To set **Before Meal** and **After Meal Target Ranges**, see the CONTOUR NEXT GEN user guide.

- To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
- When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.
- To scroll to the **Target Range** symbol, press the ▲ or ▼ button. When the symbol is blinking, press the **OK** button.
- To set the blinking **Overall Low Target**, press the ▲ or ▼ button, then press the **OK** button.

- To set the blinking **Overall High Target**, press the ▲ or ▼ button, then press the **OK** button.

Turn Meal Markers On

- To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
- When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.
- To scroll to the **Meal Marker** symbols, press the ▲ or ▼ button.
- When the **Meal Marker** symbols are blinking, press the **OK** button.
- Press the ▲ or ▼ button until On is **blinking**, then press the **OK** button.

NOTE: With **Meal Markers** On, you can set **Before Meal** and **After Meal Target Ranges** (see the CONTOUR NEXT GEN user guide). You can also set a **Reminder**.

Turn Reminder Feature On

When **Meal Markers** are On, you can set a **Reminder** to test your blood glucose after you mark a reading as **Before Meal**. If **Meal Markers** are Off, see *Turn Meal Markers On* in this guide.

- To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
- When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.
- To scroll to the **Reminder** symbol, press the ▲ or ▼ button.
- When the **Reminder** symbol is blinking, press the **OK** button.
- Press the ▲ or ▼ button until On is blinking, then press the **OK** button.

Select a Meal Marker During a Blood Glucose Test

Meal Marker Symbols

- Fasting
- After Meal
- Before Meal
- No Mark

NOTE: You must do a blood glucose test before you can select a **Meal Marker**. You cannot select a **Meal Marker** in **Settings**.

- Test your blood glucose. See *Fingertip Testing* in this guide.
 - Do not remove the test strip until you select a **Meal Marker**.
- A **Meal Marker** blinks on the blood glucose result screen.
- If the blinking **Meal Marker** is the one you want, press the **OK** button. To select a different **Meal Marker**, press the ▲ or ▼ button.
 - When the **Meal Marker** you want is **blinking**, press the **OK** button.

NOTE: If you do not select a **Meal Marker** within 3 minutes, the meter turns Off. Your blood glucose reading is stored in the **Logbook** without a **Meal Marker**.

Set a Reminder

- Make sure the **Reminder** feature is On in **Settings**.
 - Mark a blood glucose reading as a **Before Meal** reading, then press the **OK** button.
 - To scroll from 2 hours to 0.5 hours by half-hour intervals, press the ▲ or ▼ button.
 - To set the **Reminder**, press the **OK** button.
- The screen returns to the **Before Meal** reading. The **Reminder** symbol displays to confirm the Reminder is set.

LO Results

If the meter beeps twice and displays the **LO** screen, your blood glucose reading is under 0.6 mmol/L.

Follow medical advice immediately.

Contact your health care professional.

HI Results

If the meter beeps once and displays the **HI** screen, your blood glucose reading is over 33.3 mmol/L.

- Wash and dry your hands well.
- Retest with a new strip. If results are still over 33.3 mmol/L, **follow medical advice immediately**. To turn the meter Off, remove the test strip.

Your Meter Display

Symbol	What It Means
	Your Logbook
	Meter Settings
	smartLIGHT target range indicator (Yellow=Above Target; Green=In Target; Red=Below Target)
	A Target Range or Target Range setting
	Blood glucose test result is above Target Range
	Blood glucose test result is in Target Range
	Blood glucose test result is below Target Range

Symbol	What It Means
	Fasting marker; used when testing after fasting (no food or drink for 8 hours, except water or non-caloric beverages)
	Before Meal marker; used when testing within 1 hour before a meal
	After Meal marker; used when testing within 2 hours after the first bite of a meal
	No Meal marker selected
	Reminder feature
	Sound feature

Symbol	What It Means
	Indicates the Bluetooth wireless setting is On; the meter can communicate with a mobile device
	Indicates a meter error
	Batteries are low and need to be changed
	7-, 14-, 30-, and 90-day averages
	Total number of blood glucose readings used to calculate averages
	Control solution test result
	Add more blood to same test strip

The CONTOUR®DIABETES app allows you to transfer results from your meter to your compatible smartphone or tablet. See the meter user guide for instructions and features.

Paramètres (suite)

- Pour faire défiler les options des Paramètres comme indiqué sur l'image, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le symbole désiré **clignote**.
- Appuyer sur le bouton **OK** pour sélectionner le symbole qui clignote.
- Pour modifier un Paramètre, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼. Vous pouvez activer ou désactiver le Paramètre ou en modifier la valeur.
- Pour accepter la modification et retourner à l'écran d'**Accueil**, appuyez sur le bouton **OK**.

Pour quitter les Paramètres et revenir à l'Accueil :

- Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le symbole **Paramètres** clignote.
 - Appuyer sur le bouton **OK**.
- Si vous êtes dans un Paramètre comme Date et devez le quitter, appuyer sur le bouton **OK** à plusieurs reprises jusqu'à revenir à l'écran d'**Accueil**.

Définir l'Intervalle Cible Général

ATTENTION
Les paramètres des intervalles cibles doivent être discutés avec un professionnel de santé.

Si les **Marqueurs de repas** sont désactivés, vous ne pouvez définir qu'1 **Intervalle cible**. Pour définir les **Intervalles cibles Avant repas** et **Après repas**, voir le manuel d'utilisation du CONTOUR NEXT GEN.

- Pour sélectionner le symbole **Paramètres** depuis l'écran **Accueil**, appuyer sur le bouton ▼.
- Quand le symbole **Paramètres** clignote, appuyer sur le bouton **OK** pour accéder aux **Paramètres**.
- Pour défiler jusqu'au symbole **Intervalle cible**, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼. Quand le symbole clignote, appuyer sur le bouton **OK**.
- Pour définir la **Cible Générale basse** qui clignote, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyer sur le bouton **OK**.

- Pour définir la **Cible Générale haute** qui clignote, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyer sur le bouton **OK**.

Activer les Marqueurs de repas

- Pour sélectionner le symbole **Paramètres** depuis l'écran **Accueil**, appuyer sur le bouton ▼.
- Quand le symbole **Paramètres** clignote, appuyer sur le bouton **OK** pour accéder aux **Paramètres**.
- Pour défiler jusqu'aux symboles **Marqueur de repas**, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼.
- Quand les symboles du **Marqueur de repas** clignent, appuyer sur le bouton **OK**.
- Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que On (activé) **clignote**, puis appuyer sur le bouton **OK**.

REMARQUE : Lorsque les **Marqueurs de repas** sont activés, vous pouvez définir les **Intervalles cibles Avant repas** et **Après repas** (voir le manuel d'utilisation CONTOUR NEXT GEN). Vous pouvez définir un **Rappel**.

Activer la fonction Rappel

Si les **Marqueurs de repas** sont activés, vous pouvez définir un **Rappel** pour analyser votre glycémie après avoir marqué un résultat comme **Avant repas**. Si les **Marqueurs de repas** sont désactivés, consulter *Activer les Marqueurs de repas* dans ce manuel.

- Pour sélectionner le symbole **Paramètres** depuis l'écran **Accueil**, appuyer sur le bouton ▼.
- Quand le symbole **Paramètres** clignote, appuyer sur le bouton **OK** pour accéder aux **Paramètres**.
- Pour faire défiler jusqu'au symbole **Rappel**, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼.
- Quand le symbole **Rappel** clignote, appuyer sur le bouton **OK**.
- Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que On (activé) **clignote**, puis appuyer sur le bouton **OK**.

Sélectionner un Marqueur de repas lors d'une analyse de glycémie

Symboles de Marqueur de repas

- À jeun
- Après repas
- Avant repas
- Aucun marqueur

REMARQUE : Avant de sélectionner un **Marqueur de repas**, il faut effectuer une analyse de glycémie. **Vous ne pouvez pas sélectionner un Marqueur de repas à partir du menu Paramètres.**

- Analysez votre glycémie. Consulter *Analyse au bout du doigt* dans ce manuel.
 - Ne pas retirer la bandelette d'analyse avant d'avoir sélectionné un **Marqueur de repas**.
- Le symbole **Marqueur de repas** clignote sur l'écran d'affichage du résultat glycémique.
- Si le symbole du **Marqueur de repas** qui clignote est celui souhaité, appuyer sur le bouton **OK**.
 - Pour sélectionner un autre **Marqueur de repas**, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Quand le symbole du **Marqueur de repas** souhaité **clignote**, appuyer sur le bouton **OK**.

REMARQUE : Le lecteur de glycémie s'éteint si un **Marqueur de repas** n'est pas sélectionné dans les 3 minutes. Le résultat glycémique est enregistré dans **Mes résultats** sans **Marqueur de repas**.

Définir un Rappel

- S'assurer que la fonction **Rappel** est activée dans les **Paramètres**.
 - Marquer un résultat de glycémie comme **Avant repas** puis appuyer sur le bouton **OK**.
 - Pour faire défiler de 2 heures à 0,5 heure par intervalles d'une demi-heure, appuyer sur le bouton ▲ ou ▼.
 - Pour définir le **Rappel**, appuyer sur le bouton **OK**.
- L'écran retourne au résultat **Avant repas**. Le symbole **Rappel** s'affiche pour confirmer que le rappel est défini.

Résultats LO (bas)

Si le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et que **LO** (bas) apparaît à l'écran, le résultat glycémique est inférieur à 0,6 mmol/L.

Suivez immédiatement des conseils médicaux.

Contactez un professionnel de santé.

Résultats HI (haut)

Si le lecteur de glycémie émet un signal sonore et que **HI** (haut) s'affiche à l'écran, le résultat glycémique est supérieur à 33,3 mmol/L.

- Se laver et se sécher soigneusement les mains.
 - Répéter l'analyse avec une nouvelle bandelette.
- Si le résultat est de nouveau supérieur à 33,3 mmol/L, **suivez immédiatement des conseils médicaux**. Retirer la bandelette d'analyse pour éteindre le lecteur de glycémie.

Écran du lecteur

Symbole	Signification
	Mes résultats
	Paramètres du lecteur de glycémie
	Indicateur lumineux d'intervalle cible smartLIGHT (jaune = au-dessus de la cible; vert = dans la cible; rouge = en-dessous de la cible)
	Un Intervalle cible ou un paramètre d'intervalle cible
	Le résultat d'analyse glycémique est au-dessus de l'Intervalle cible
	Le résultat d'analyse glycémique est dans l'Intervalle cible
	Le résultat d'analyse glycémique est en-dessous de l'Intervalle cible

Symbole	Signification
	Marqueur À jeun ; utiliser le marqueur À jeun lorsque vous analysez votre glycémie après environ 8 heures à jeun (aucune consommation d'aliment et de boisson, sauf de l'eau ou des boissons non caloriques)
	Marqueur Avant repas ; utiliser le marqueur Avant repas lorsque l'analyse est réalisée dans l'heure précédant un repas
	Marqueur Après repas ; utiliser le marqueur Après repas lorsque l'analyse est réalisée dans les 2 heures suivant le début d'un repas
	Aucun Marqueur de repas
	Fonction Rappel

Symbole	Signification
	Signal sonore
	Indique que le paramètre Bluetooth sans fil est activé; le lecteur de glycémie peut communiquer avec un appareil mobile
	Indique une erreur sur le lecteur
	Les piles sont déchargées et doivent être remplacées
	Moyenne de 7, 14, 30 et 90 jours
	Nombre total de résultats glycémiques utilisés pour calculer les moyennes
	Résultat de l'analyse avec la solution de contrôle
	Appliquez plus de sang sur la même bandelette d'analyse

L'application CONTOUR®DIABETES vous permet de transférer les résultats de votre lecteur sur votre téléphone intelligent ou tablette compatible. Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur pour des instructions et fonctions.